

# Bridas de silicona

## Fijación

Referencia : LAS



**Uso único :** Si

**Materia :** Silicona

**Diámetro / Anchura de tira :** 4 et 7 mm

**Longitud total :** De 110 à 205 mm

**Resistencia a la tracción :** 7 kg

**Inserto metálico :** No

**Envase estándar :** Bolsa de 100 udds


**Cantidad mínima de pedido :** 100 uds

**Uso alimentario :** No

**Detectable :** No

**Tiempo de entrega :** 4 semaines

**Colores disponibles :**



Estas bridas de silicoresisten al proceso de esterilización al vapor. (134°C durante 3 min 30 o 121°C durante 15 minutos)

Existen en 3 dimensiones : 110/190 y 205 mm

Pueden usarse por ejemplo para bridar los instrumentos médicos antes de la esterilización



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Phone : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - Dirección de correo electrónico : info@etigo.fr

